



Dipartimento Donna-Bambino-Neonato

UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale - Direttore: Prof. Fabio Mosca

Tel. 02. 5503.2907

mail: neonatologia@policlinico.mi.it

Procedure di vestizione e svestizione (con utilizzo di tuta) per l'assistenza a neonati nati da mamma affetta da infezione da coronavirus.

Considerazioni preliminari

- Non essendo a conoscenza, al momento della nascita, della contagiosità o meno del neonato, quest'ultimo deve essere considerato, e di conseguenza trattato, come se fosse infetto, fino a prova contraria
- Obiettivo della vestizione è quello di non avere cute e/o capelli esposti al potenziale contatto diretto con droplets, nonché con qualsiasi fluido corporeo o con oggetti contaminati
- I DPI (dispositivi di protezione individuale) devono essere indossati correttamente per tutta la durata della potenziale esposizione e non possono essere regolati durante la cura del paziente, pertanto devono essere indossati correttamente prima di entrare nella stanza del paziente. Prima di indossarli deve essere verificata la loro integrità
- Devono essere identificate una zona filtro pulita per la vestizione e una zona filtro sporca per la svestizione. La zona filtro sporca deve essere attrezzata con appositi contenitori per lo smaltimento dei DPI e con bacinelle con prodotti per la disinfezione degli occhiali protettivi, che sono l'unico DPI che deve essere riutilizzato.
- E' fondamentale che l'operatore conosca esattamente tutti gli step da seguire durante le procedure sia di vestizione sia di svestizione ed è importante che



Dipartimento Donna-Bambino-Neonato

UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale - Direttore: **Prof. Fabio Mosca**

Tel. 02. 5503.2907

mail: neonatologia@policlinico.mi.it

sia controllato da un secondo operatore durante le varie fasi delle suddette procedure. Nel caso della svestizione, il secondo operatore che controlla (mantenendosi ad una distanza di 1,5-2 metri dall'altro operatore) sarà l'operatore che entra nella stanza del paziente per sostituire l'operatore che ha terminato il turno e quindi esce dalla stanza. Durante la fase di svestizione deve essere evitato qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e la cute o le mucose

Elenco DPI da utilizzare

- guanti monouso non sterili in nitrile
- tuta impermeabile dotata di cappuccio, comprensiva di calzari
- facciale filtrante FFP3
- cuffia in TNT
- occhiale a maschera a tenuta N.B.: l'occhiale è l'unico DPI personale (ogni operatore che accede alla stanza sarà dotato di un occhiale), che dovrà essere riutilizzato dallo stesso operatore dopo accurata disinfezione secondo le modalità che saranno dettagliate



Dipartimento Donna-Bambino-Neonato

UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale - Direttore: **Prof. Fabio Mosca**

Tel. 02. 5503.2907

mail: neonatologia@policlinico.mi.it

Sequenza vestizione:

1. Rimuovere tutti gli oggetti personali (orologio, braccialetti, anelli, telefono cellulare o altri dispositivi elettronici, penne, etc.) o qualsiasi oggetto che possa compromettere l'efficienza dei DPI, riponendoli in un apposito contenitore predisposto nella zona filtro pulita
2. Lavare le mani con acqua e detergente antisettico, seguendo le indicazioni appese nella stanza
3. Da seduto, indossare la tuta ed alzarla fino all'altezza della vita
4. Disinfettare le mani con il gel alcolico, seguendo le indicazioni appese nella stanza
5. Indossare il primo paio di guanti
6. Alzarsi ed alzare la tuta, con l'eccezione del cappuccio
7. Indossare il facciale filtrante FFP3, posizionando l'elastico inferiore sotto le orecchie e l'elastico superiore sopra le orecchie (il facciale filtrante deve essere ben adeso al viso, l'operato deve essere sbarbato)
8. Verificare il funzionamento del facciale filtrante:
 - ✓ appoggiare le mani sul facciale tappando la valvola di espirazione, espirare profondamente
 - ✓ appoggiare le mani sui bordi del facciale, inspirare profondamente
9. Indossare la cuffia
10. Coprire il capo con il cappuccio della tuta
11. Indossare gli occhiali protettivi sopra il cappuccio
12. Indossare il secondo paio di guanti



Dipartimento Donna-Bambino-Neonato

UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale - Direttore: **Prof. Fabio Mosca**

Tel. 02. 5503.2907

mail: neonatologia@policlinico.mi.it

Sequenza svestizione:

1. Disinfettare l'esterno delle mani guantate con salvietta disinfettante o con gel alcolico, seguendo le indicazioni appese nella stanza
2. Rimuovere il primo paio di guanti facendo attenzione a non contaminare il guanto interno durante il processo di rimozione, ed eliminare i guanti esterni nell'apposito contenitore
3. Disinfettare l'esterno del secondo paio di guanti con salvietta disinfettante o con gel alcolico
4. Rimuovere gli occhiali, inclinando la testa leggermente in avanti e sfilandoli da dietro, senza toccare la superficie anteriore, e immergerli nella bacinella predisposta contenente alcol al 70% (riporre delicatamente per evitare l'aerosolizzazione)
5. Disinfettare l'esterno delle mani guantate con salvietta disinfettante o con gel alcolico
6. Rimuovere la tuta, partendo dal cappuccio, afferrandola da dietro. Lasciare cadere la tuta a terra e buttarla nell'apposito contenitore, appoggiando le proprie calzature su un panno pulito preparato in precedenza spruzzandovi alcol al 70%
7. Disinfettare l'esterno delle mani guantate con salvietta disinfettante o con gel alcolico
8. Rimuovere il secondo paio di guanti, ed eliminarli nell'apposito contenitore
9. Disinfettare le mani con il gel alcolico, indossare un nuovo paio di guanti
10. Rimuovere la cuffia ed eliminarla nell'apposito contenitore



Dipartimento Donna-Bambino-Neonato

UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale - Direttore: **Prof. Fabio Mosca**

Tel. 02. 5503.2907

mail: neonatologia@policlinico.mi.it

11. Disinfettare l'esterno delle mani guantate con salvietta disinfettante o con gel alcolico
12. Rimuovere la mascherina, sempre con l'accortezza di sfilarla da dietro, senza toccare la parte anteriore, sfilando prima l'elastico inferiore e poi quello superiore
13. Rimuovere i guanti e lavare le mani con acqua e detergente antisettico, seguendo le indicazioni appese nella stanza

Milano, 24 Febbraio 2020

Il Direttore

Prof. Fabio Mosca